



MED CONSULTING S.R.L.

<b>SCHEMA TECNICA FFP2 Modello MUMU</b>	
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Mascherina FFP2 MM.P2.19 con elastici auricolari – pieghevole – confezione singola
<b>IMMAGINE</b>	
<b>COLORE</b>	Il prodotto è disponibile nella versione BIANCA e NERA
<b>CATEGORIA DPI</b>	III categoria
<b>MARCATURA CE</b> 	In accordo al Regolamento (UE) 2016/425 Modulo B rilasciato da MNA Laboratuvarlari il 21 dicembre 2021 certificato n. 45-21-02  In accordo al Regolamento (UE) 2016/425 Modulo C2 rilasciato da MNA Laboratuvarlari il 3 gennaio 2022 con certificato n. 45-21-02-01
<b>MATERIALE</b>	Cinque strati bianchi: polipropilene / polipropilene / polipropilene / Polietilene & polietilene tereftalato / polipropilene.
<b>STERILITÀ</b>	Non Sterili. Non destinati ad essere sterilizzati prima dell'uso.
<b>VITA UTILE</b>	2 anni se conservato secondo indicazioni

<b>ISTRUZIONI D'USO</b>	<p>1. Rivolgere il lato della maschera in modo che il clipper per il naso si trovi sopra la maschera.</p> <p>2. Tenere la maschera sul viso con le mani e posizionarla contro il mento con il lato con le scritte rivolto verso l'esterno.</p> <p>3. Posizionare gli elastici dietro le orecchie.</p> <p>4. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro del fermaglio nasale in metallo, mentre si preme verso l'interno, spostare le punte delle dita su entrambi i lati lungo il fermaglio nasale finché il fermaglio nasale non è completamente premuto nella forma del ponte del naso.</p> <p>Controllo della vestibilità:</p> <p>a. per testare l'aderenza della maschera protettiva, avvolgere entrambe le mani sul respiratore e inspirare energicamente. Se si avverte un flusso d'aria</p>
	<p>nell'area del naso, regolare / stringere nuovamente il ponte del naso.</p> <p>b. Se si avvertono flussi intorno ai bordi del respiratore, riposizionare le bande aerodinamiche per ottenere una migliore vestibilità.</p> <p>c. Cambiare immediatamente la maschera se la respirazione diventa difficile o la maschera viene danneggiata o distorta.</p> <p>d. Cambiare la maschera se non è possibile ottenere una corretta tenuta del viso.</p>
<b>AVVERTENZE</b>	<p>1. non utilizzare maschere protettive o entrare o rimanere in un'area contaminata nelle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'atmosfera contiene meno del 19,5% di ossigeno</li> <li>- Se senti odore o sapore contaminato</li> <li>- Per la protezione da gas o vapori</li> <li>- contaminanti o le loro concentrazioni sono sconosciuti o immediatamente pericolosi per la vita o la salute</li> <li>- Per operazioni di sabbiatura, pittura spray e amianto</li> <li>- In atmosfera sottomarina, incendio ed esplosiva</li> </ul> <p>2. Non modificare o utilizzare in modo improprio la maschera</p> <p>3. Non utilizzare la maschera protettiva con i peli del viso o qualsiasi altra condizione che possa impedire una buona tenuta del viso.</p>
<b>IMMAGAZZINAMENTO</b>	<p>Conservare al riparo da sorgenti inquinanti, calore ed umidità.</p> <p>Conservare ad una temperatura tra -5°C e +38°C</p>
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	<p>Il packaging di ogni prodotto imbustato singolarmente è in scatole da 10 pezzi recanti le previste diciture.</p> <p>Ogni cartone contiene 96 confezioni per un totale di 960 pezzi.</p>
<b>NORMATIVE APPLICABILI</b>	<p>Regolamento UE 2016/425</p> <p>UNI EN 149:2001+ A1:2009: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie</p>

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

La società MED CONSULTING SRL

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il Dispositivo di Protezione Individuale di seguito descritto/ declares under their own responsibility that the PPE described hereafter:

### Modello/Model

MM.P2.19 FFP2 NR

### Nome e indirizzo del Fabbricante/name and address of the manufacturer:

My Ticaret ve Medikal A.S.  
Omerli Mahallesi General Sukru Koralti Caddesi No:33  
Arnavutkoy/Istanbul/Turkey

- ❖ è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 e alla Norma armonizzata EN 149:2001 + A1:2009 / is in conformity with the provisions of the Regulation (UE) 2016/425 and with the National Standard harmonised EN 149:2001 + A1:2009 ;
- ❖ è identico al Dispositivo di Protezione Individuale oggetto dell'Attestato di Certificazione CE Tipo B 45-21-02 rilasciato il 21/12/2021 da MNA Laboratuvarlari San.Tic.Ltd.Sti, Istanbul, Turchia (Organismo Notificato n° 2841)/ is identical to the PPE which is the subject of EC Type Examination Certificate Type B Nr. 45-21-02 issued on 21/12/2021 by MNA Laboratuvarlari San.Tic.Ltd.Sti, Istanbul, Turkey (Notified Body no. 2841);
- ❖ è sottoposto alla procedura prevista all'Allegato VII (Modulo C2) del Regolamento (UE) 2016/425 sotto il controllo di MNA Laboratuvarlari San.Tic.Ltd.Sti, Istanbul, Turchia (Organismo Notificato n° 2841)/ A control on production in accordance with the procedure foreseen in ANNEX VII (Module C2) of the Regulation (UE) 2016/425 is carried out by MNA Laboratuvarlari San.Tic.Ltd.Sti, Istanbul, Turkey (Notified Body no. 2841).

Saluzzo, 01/02/2022

Giovanni Manzone

Amministratore Delegato

