



MED Consulting S.r.l.  
Via Revello 38M, Saluzzo (CN) - Italy  
Tel. +39 0175518040 | info@medconsulting.it  
www.medconsulting.it

## GHIACCIO ISTANTANEO in buste di TNT



<b>CODICE PRODOTTO</b>	51007
<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	Busta monouso di ghiaccio istantaneo in TNT con tre termosaldature, per garantire la resistenza con saldatura e l'impermeabilità. Miscela di sali azotati con caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti (requisiti del REG. CE 1907/2006 e s.m.i. incluso il Reg. 552/09) e acqua. Bolla d'acqua interna realizzata in materiale bioaccoppiato antiurto, rompibile esercitando una leggera pressione con le dita.
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Crioterapia, ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie.
<b>FABBRICANTE</b>	INTCO Medical (HK) Co. LTD, Flat/Rm 19C, Lockhart Centre 301 - 307, Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, P. R. Cina
<b>LUOGO DI PRODUZIONE</b>	Cina
<b>IMPORTATORE</b>	MED CONSULTING srl - Corso Piemonte, 32 - SALUZZO - CN - ITALY
<b>CLASSIFICAZIONE D.M.</b>	Dispositivo Medico di classe IIa - (direttiva 93/42/CEE) recepita con D. Leg. 46/97 così modificata dalla direttiva 2007/47/CE e recepita con D. Leg 37/2010). Dichiarazione conformità CE secondo allegato VII
<b>CERTIFICATO CE DPI N°</b>	DD2068388-1 dell'11-09-2020. Scadenza 26-5-2024 (regolamento 93/42)
<b>ORGANISMO NOTIFICATO DPI</b>	TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nüreberg - Germany - codice 0197


### Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	CODICE EAN CONF SECONDARIA	MISURA	NUMERO DI REPERTORIO	CND
8055719544811	8055719544828	14x18cm	2428836	M9001

<b>MATERIA PRIMA</b>	TNT, cloruro d'ammonio, acqua.
<b>AVVERTENZE</b>	Solo per uso esterno, monouso. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Non rompere il sacchetto e non provocare la fuoriuscita del contenuto. Il contenuto macchia, irrita (in caso di contatto sciacquare con acqua l'area per 15 minuti), è nocivo (se ingerito ricorrere subito all'intervento medico). Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili. Non applicare su cute lesa. Contattare il medico in caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud), di utilizzo su neonati, bambini.

<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari EN ISO 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici EN 15223-1 Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite EN 1041 Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici Reg. 2017/745 ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari Reg. 2017/745 ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari
-----------------------------	---

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	CONF. PRIMARIA	CONF. SECONDARIA	PALLET
	<p style="text-align: center;">1</p>  <p>Busta in TNT con 3 termosaldature 14x18cm</p>	<p style="text-align: center;">25</p>  <p>Cartone pesante 34.5x22.5x25 cm Adatto al trasporto ed allo stoccaggio per sovrapposizione.</p>	<p style="text-align: center;">66</p>  <p>Pallet in legno 80x120x160 (h) cm</p>
<b>STOCCAGGIO</b>	Stoccare in luoghi asciutti ed areati, lontano da fonti di calore, a temperatura consigliata di +5°/+40°C. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari o a fonti luminose/fluorescenti.		
<b>SMALTIMENTO</b>	Smaltire come rifiuto solido urbano indifferenziato		
<b>VALIDITÀ</b>	5 anni dalla data di produzione		

